



Serie 300





Reinigungs- und Pflegehinweise

1. Keine scheuernde oder aggressive Putzmittel verwenden, auf keinen Fall Verdünner oder Benzin.
2. Koch empfiehlt als Reinigungsmittel: „Meister Propper“ oder „General“. Nach dem Reinigen kräftig mit Wasser nachspülen (max. 60°).
3. Bei starker Kalkablagerung empfiehlt Koch 25% Essig-Essenz oder üblichen Haushaltsessig.
4. Keine Bademittel verwenden, die polystyrolähnliche Kunststoffe angreifen.



Cleaning and maintenance

1. Do not use scouring or aggressive detergents, or petrol or thinner.
2. Koch recommends a general household detergent or „Mister Propper“. After cleaning rinse well with water (max. 60°).
3. Koch recommends for lime deposit a vinegar essence (25%) or household vinegar.
4. Do not use shower gels as there are aggressive to polystyrol synthetic materials.



STANDARDBEFESTIGUNG:

Als Standardbefestigung liegt folgendes Montagezubehör bei: Nypondübel 10 mm, Holzschraube 8x60 mm. Geeignet für: Armierter Beton 250.
Bei Wandtypen, die in den vorstehenden Erläuterungen nicht aufgeführt sind, muß eine Fachfirma der Befestigungstechnik hinzugezogen werden.



STANDART FIXING:

The following material is enclosed for standard fixing: Nylon Plug 10 mm, screw 8x60 mm. Suitable for: Reinforced Concrete R250.
For walls not listed above a Specialist in Fixing technology must be contacted.



WICHTIGE HINWEISE:

Der Duschklappsitz ist zur Montage in Duschen oder Baderäumen ausgelegt. Die Montage muss in jedem Fall an einer stabilen, tragfähigen Wand mit glatter Oberfläche erfolgen. Der Installateur muss sich vergewissern, daß die Konstruktion der Wand eine sichere Befestigung aller 4 Wandbefestigungsschrauben garantiert.

MONTAGEHÖHE:

Die Montagehöhe des Duschklappsitz hängt eigentlich von der Körpergröße des Benutzers ab. Als Standardhöhe verwendet man 450-550 mm vom Boden der Duschtasche oder des Bades aus gemessen.

(Als einfache Methode, die Montagehöhe des Duschklappsitzes zu bestimmen raten wir folgendes: messen Sie die Sitzhöhe eines dem Benutzer bequemen Stuhls und montieren Sie den Duschklappsitz auf einer ähnlichen Höhe.)













IMPORTANT POINTS:

The shower seat has been designed to be fitted inside a shower cubicle or over a bath. It must be fitted to a solid wall or other firm surface: The wall face must be flat. The installer should ensure that the nature and construction of the wall will provide a firm fixing for all 4 wall fixing screws supporting the shower seat.

FIXING HEIGHT:

The fixing height of the shower seat depends largely on the height of the user, it will usually be somewhere between 450-550 mm above the bottom of the shower tray or bath.

(A simple method of determining the shower seat height would be to measure the seat height of the users favourite / most comfortable chair and fix the shower seat at a similar height.)



Pos	No. articolo	quant.	Material
1	0030BZ00F	2	INOX
2	0080BF00F	4	INOX A2-70
3	0081BF08F	4	PA6
4	0957AL00G	1	AMG507 F27
5	1200KS**F	1	...
6	0098BF00F	1	INOX
7	1206KS**FL	1	ABS
8	1206KS**FR	1	ABS
9	1820AL**G	1	AMG505 F22

