


# White Tulip Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2363100000 / 2363100060

| < 1050 mm > |



Waschtisch, Möbelwaschtisch	Größe	Gewicht	Bestellnummer
mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Unterseite glasiert, 1050 mm			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
●	1050 x 490 mm	26,700 Kilogramm	2363100000
⊗	1050 x 490 mm	26,700 Kilogramm	2363100060
Infobox			
Raumsparsiphon wird empfohlen in Verbindung mit Waschtischunterbau			
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör			
Raumsparsiphon	1 1/4" mm	0,400 Kilogramm	005076
Design Siphon		1,500 Kilogramm	005036

## White Tulip Waschtisch, Möbelwaschtisch # 2363100000 / 2363100060

|< 1050 mm >|

Passende Produkte		
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für White Tulip # 236310, 984 x 458 mm	984 x 458 mm	WT4242
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für White Tulip # 236310, 984 x 458 mm	984 x 458 mm	WT4342
Waschtischunterbau wandhängend 1 Auszug, für White Tulip # 236310, 984 x 458 mm	984 x 458 mm	WT4252
Waschtischunterbau wandhängend 2 Schubkästen, oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze, für White Tulip # 236310, 984 x 458 mm	984 x 458 mm	WT4352
Metallkonsole bodenstehend 1 Holzfachboden, Metallkonsole mit integriertem Höhenausgleich, für White Tulip # 236310, 984 x 450 mm	984 x 450 mm	WT4541
Metallkonsole bodenstehend 1 Holzfachboden, 1 Handtuchhalter, Metallkonsole mit integriertem Höhenausgleich, für White Tulip # 236310, 984 x 450 mm	984 x 450 mm	WT4544 L/R
Metallkonsole bodenstehend 1 Holzfachboden, 2 Handtuchhalter, Metallkonsole mit integriertem Höhenausgleich, für White Tulip # 236310, 984 x 450 mm	984 x 450 mm	WT4547 B

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.