


CWS

bringt Sauberkeit

Für alle alkoholhaltigen Händedesinfektionsmittel, flüssige Seifencremes und fließfähige Pflegeelotions geeignet. Spenderbefüllung mit Euro-norm/Einwegflaschen. Einstellbare Dosierung.

| Universalspender 500 | Typ | Pumpe |
|--|-----|-------|
| Aluminium eloxiert | 718 | C E U |
| Alu weiß (RAL 9016) | 713 | C E U |
| Edelstahl | 715 | C E U |
| C: Pumpe Edelstahl, flex. Kunststoffansaugrohr | | |
| E: Pumpe + gerades Ansaugrohr Edelstahl | | |
| U: herausziehbare Edelstahlpumpe | | |

Universalspender 500 für Händedesinfektion, Seife + Lotion



Textvorschlag für Ausschreibungen:

...Stück Universalspender für 500 ml Euronorm Einwegflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegeelotion. Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium* mit langem Edelstahl-Bedienhebel**, autoklavierbar bis 121° C, 1 bar. Edelstahl-Dosierpumpe mit flexiblem Kunststoffansaugrohr*, Dosierung einstellbar (max - mittel - min). Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung = 500 ml und Befestigungsmaterial, liefern und montieren.

Fabrikat CWS, Typ 718C*
Erstfüllung: s. u.

Ausschreibungsalternativen:

| * Universalspender 500 | Typ | Pumpe |
|------------------------|-----|-------|
| Alu weiß (RAL 9016) | 713 | C E U |
| Edelstahl | 715 | C E U |

C: Pumpe Edelstahl, flex. Kunststoffansaugrohr

E: Pumpe + gerades Ansaugrohr Edelstahl

U: herausziehbare Edelstahlpumpe

** mit kurzem Edelstahl-Bedienhebel

Erstfüllungen:

| | | |
|-------------------|--------|-------------|
| Händedesinfektion | 500 ml | CWS Typ 478 |
| Seifencreme | 500 ml | CWS Typ 498 |

Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben: 4 cm, unten 12 cm (bei Modell C + E). Spender von oben aufstecken. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

- 4 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben 4 x 35 mm, 4 U-Scheiben

Lieferung:

Spender in Einzelverpackung mit Zubehörbeutel: 4 Schrauben, 4 Dübel + 4 U-Scheiben.

Je ein auswechselbarer Clip für „Seifencreme“ und „Händedesinfektion“.

Alle Spender wahlweise mit langem oder kurzem Armhebel in Edelstahl lieferbar.

Verpackungseinheiten Desinfektionsmittel:
Karton mit 20 Flaschen 500 ml
Verpackungseinheiten Seife:
Karton mit 12 Flaschen 500 ml

Zubehör:

Verschlussblende mit Sichtfenster Typ 718B
Aluminium eloxiert

System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegeelotions beschickt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden Euronorm Einwegflaschen 500 ml. Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweise sind an der Frontseite sichtbar.

CWS Universalspender 500

Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium, alternativ weiß pulverbeschichtet oder aus Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet. Mit langem Edelstahl-Armhebel (225 mm von der Wand) oder kurzem Armhebel. Vom Kunststoff-Wandhalter mit einem Handgriff ohne Werkzeug zum Reinigen abnehmbar. Spender autoklavierbar 121° C, 1 bar. Wartungsfreie Edelstahl-Dosierpumpe, mit flexiblem Kunststoff- oder geradem Edelstahl-Ansaugrohr. Zweckmäßig bei engen Platzverhältnissen: die zum Befüllen herausziehbare Pumpe. Kein Nachtropfen. Einstellbare Dosierung (ab Werk max = 1,5 ml, mittel = 1,2 ml, min = 0,9 ml).