



*bringt Sauberkeit*

Für alle alkoholhaltigen Händedesinfektionsmittel, flüssige Seifencremes und fließfähige Pflegeelotions geeignet. Spenderbefüllung mit Euro-norm/Einwegflaschen. Einstellbare Dosierung.

| Universalspender 1000                          | Typ | Pumpe |
|------------------------------------------------|-----|-------|
| Aluminium eloxiert                             | 719 | C E U |
| Alu weiß (RAL 9016)                            | 714 | C E U |
| Edelstahl                                      | 716 | C E U |
| C: Pumpe Edelstahl, flex. Kunststoffansaugrohr |     |       |
| E: Pumpe + gerades Ansaugrohr Edelstahl        |     |       |
| U: herausziehbare Edelstahlpumpe               |     |       |

## Universalspender 1000 für Händedesinfektion, Seife + Lotion



### Textvorschlag für Ausschreibungen:

...Stück Universalspender für 1000 ml Euronorm Einwegflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegeelotion. Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium\* mit langem Edelstahl-Bedienhebel\*\*, autoklavierbar bis 121° C, 1 bar. Edelstahl-Dosierpumpe mit flexiblem Kunststoffansaugrohr\*, Dosierung einstellbar (max - mittel - min). Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung = 1000 ml und Befestigungsmaterial, liefern und montieren.

Fabrikat CWS, Typ 719C\*  
Erstfüllung: s. u.

### Ausschreibungsalternativen:

| * Universalspender 1000 | Typ | Pumpe |
|-------------------------|-----|-------|
| Alu weiß (RAL 9016)     | 714 | C E U |
| Edelstahl               | 716 | C E U |

C: Pumpe Edelstahl, flex. Kunststoffansaugrohr

E: Pumpe + gerades Ansaugrohr Edelstahl

U: herausziehbare Edelstahlpumpe

\*\* mit kurzem Edelstahl-Bedienhebel

### Erstfüllungen:

|                   |         |             |
|-------------------|---------|-------------|
| Händedesinfektion | 1000 ml | CWS Typ 479 |
| Seifencreme       | 1000 ml | CWS Typ 499 |

### Montage:

Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben: 4 cm, unten 16 cm (bei Modell C + E). Spender von oben aufstecken. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

4 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm  
4 Schrauben 4 x 35 mm, 4 U-Scheiben

### Lieferung:

Spender in Einzelverpackung mit Zubehörbeutel: 4 Schrauben, 4 Dübel + 4 U-Scheiben. Je ein auswechselbarer Clip für „Seifencreme“ und „Händedesinfektion“.

### Alle Spender wahlweise mit langem oder kurzem Armhebel in Edelstahl lieferbar.

Verpackungseinheiten Desinfektionsmittel:  
Karton mit 10 Flaschen 1000 ml  
Verpackungseinheiten Seife:  
Karton mit 12 Flaschen 1000 ml

### Zubehör:

Verschlußblende mit Sichtfenster Typ 719B  
Aluminium eloxiert

### System:

Der Spender ist speziell für den Klinik- und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegeelotions beschickt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden Euronorm Einwegflaschen 1000 ml. Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweise sind an der Frontseite sichtbar.

### CWS Universalspender 1000

Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium, alternativ weiß pulverbeschichtet oder aus Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet. Mit langem Edelstahl-Armhebel (225 mm von der Wand) oder kurzem Armhebel. Vom Kunststoff-Wandhalter mit einem Handgriff ohne Werkzeug zum Reinigen abnehmbar. Spender autoklavierbar 121° C, 1 bar. Wartungsfreie Edelstahl-Dosierpumpe, mit flexiblem Kunststoff- oder geradem Edelstahl-Ansaugrohr. Zweckmäßig bei engen Platzverhältnissen: die zum Befüllen herausziehbare Pumpe. Kein Nachtropfen. Einstellbare Dosierung (ab Werk max = 1,5 ml, mittel = 1,2 ml, min = 0,9 ml).