

CWS


bringt Sauberkeit

Im neuen Slimline-Design das seit Jahrzehnten millionenfach bewährte Konzept: Tropffreie CWS Seifencremespender mit Reservetank, Einwegflaschen-Schnellfüllung und ergonomischer Einhandbedienung. Neue optische Füllstandsanzeige, schnelle Klick-in-bottle und Easy cleaning-System vereinfachen Service. Modell Universal für 1000 ml, Slim für 500 ml Seifencreme.

BestCream Universal
BestCream Slim

CWS Typ 5001
CWS Typ 5002

Seifencremespender BestCream Universal und Slim



Textvorschlag für Ausschreibungen:

... Seifencremespender BestCream Universal* für 1000 ml Seifencremeflaschen BestCream. Easy-Cleaning- und Klick-in-bottle-System, tropffrei mit 160 Portionen Reservetank und Einhandbedienung. Gehäuse schlagfester, antistatischer Kunststoff, weiß mit blau-transparenter Blende, mit Schloss. Komplett einschließlich Erstfüllung = 1000 ml CWS Seifencreme BestCream „Mild***“ und Befestigungsmaterial liefern und montieren. Fabrikat CWS, Typ 5001*

für die Erstfüllung: Fabrikat CWS, Typ 5457**
Ausschreibungsalternativen:

* Seifencremespender BestCream Slim
Fabrikat: CWS, Typ 5002

** Seifencreme BestCream	1000 ml	500 ml
Juwel CWS Typ	5452	5462
Standard CWS Typ	5453	5463
Neutral CWS Typ	5454	5464
Mild CWS Typ	5457	5467
Special CWS Typ	5459	5469

Montage:

Ca.1050 mm über Fußboden OK Spender-UK markieren, Montageschablone befestigen für Löcher und Dübel. Obere Schraube fixieren, Spender ohne Pumpenmodul eihängen, Schrauben anziehen. Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle
2 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
2 Schrauben 4,5 x 30 mm

Die Lochbilder der Spenderrückwände sind identisch mit den neuen BestFoam- und BestAntibact-Spendern sowie den Seifenspendern 500, Foam und Antibact.

Lieferung:

Spender in Einzelverpackung mit Zubehör-Beutel: 2 Schrauben + 2 Dübel, 1 Schlüssel und Montageanleitung mit Bohrschablone.

Verpackungseinheit Seifencreme: 12 Flaschen zu 1000 ml oder 500 ml je Karton

Zubehör:

Alle CWS BestDry Stoffhandtuchspender und BestPaper Papierhandtuchspender

System:

Die versiegelte Seifencremeflasche wird in das Pumpengehäuse eingeklinkt. Sie öffnet sich selbsttätig und bildet mit Pumpenmodul und Reservetank den luftdichten Seifenbehälter. Dadurch kein Eintrocknen, kein Pilz- und Bakterienbefall der Seife auch bei langen Standzeiten. Ergonomischer Einhand-Zughebel: Die Seifencreme fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen: Fußböden und Waschbecken bleiben sauber. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch.

CWS Seifencremespender BestCream:

Beide Modelle - Universal und Slim - sind baugleich. Modell Universal für 1000 ml = 1600 Portionen, Modell Slim für 500 ml = 800 Portionen. Reservetank 160 Portionen: Flaschenwechsel erst nach restlosem Verbrauch bei gesicherter Versorgung. Optische rote Füllstandsanzeige und Easy-Cleaning minimieren Service. Gehäuse weiß mit blau-transparenter Blende in neuem Softline-Design. Unbedenklich verwertbare Kunststoffe gemäß ISO 1043 und Metalle.

CWS BestCream Seifencreme:

CWS Seifencreme pflegt die Haut, dezent parfümiert, gut schäumend. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.